МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторної роботи «ВИВЧЕННЯ ДИФРАКЦІЇ ФРАУНГОФЕРА НА ЩІЛИНІ»

Укладачі: доц. Бригінець В. П., доц. Гусєва О. О., доц. Лінчевський І. В.

Рекомендовано методичною радою фізико-математичного факультету, протокол \mathcal{N}_{2} 7, від 21. 05. 2012 р.

НТУУ "КПІ"

Київ – 2012

Робота 3-3*. Вивчення дифракції Фраунгофера на шілині

Мета роботи: дослідження дифракційної картини в паралельних променях на вузькій щілині; визначення довжини хвилі випромінювання лазера. Обладнання та прилади: Установка для дослідження дифракції.

Теоретичні відомості

Дифракцією називають відхилення від прямолінійного напрямку поширення хвиль, зокрема світлових, в середовищах із різкими неоднорідностями. Зазвичай ці неоднорідності являють собою невеликі непрозорі перешкоди або отвори в непрозорому екрані на шляху хвилі. Розподіл інтенсивності в просторі — хвильове поле або «дифракційна картина» — залежить від розташування та розмірів перешкод, а також від способу спостереження. У даній роботі досліджується дифракція Фраунгофера, або дифракція паралельних променів. Паралельним променям відповідають плоскі хвильові поверхні, отож фраунгоферова дифракція є дифракцією плоских хвиль. В даній роботі пучок паралельних світлових променів спрямовують на вузьку щілину і спостерігають дифракційну картину, що утворюється на встановленому за щілиною віддаленому екрані, паралельному до площини щілини.

Згідно з принципом Гюйгенса-Френеля, розподіл інтенсивності (світлове поле) за щілиною ε результатом накладання когерентних вторинних хвиль, які приходять у дану точку від різних точок хвильової поверхні на щілині. Ці вторинні хвилі поширюються під різними кутами. Тому, аби спостерігати саме дифракцію Фраунгофера, екран розміщують на великій порівняно з шириною щілини відстані («на нескінченності»). В такому разі промені, що приходять в будь-яку точку екрана від різних точок щілини ε практично паралельними.

Нехай на довгу пряму щілину ширини b (рис. 1), яка розташована перпендикулярно до площини рисунка, по нормалі падає паралельний пучок монохроматичних променів із довжиною хвилі λ . Подумки поділимо хвильову поверхню, що розташована в площині щілини, на елементарні поздовжні зони шириною dx. Кожна зона випускає циліндричну хвилю із віссю, парале-




Рис. 1

льною до осі щілини. То ж із міркувань симетрії випливає, що на екрані на будь-якій лінії, паралельній до щілини, інтенсивність світла однакова. Тому можна розглядати лише промені, що поширюються в площині рис. 1.

У будь-яку точку екрана (на рис. 1 не показаний) потрапляють промені, що виходять із усіх ділянок dx під певним кутом дифракції φ . Кожна з них створює на екрані елементарні коливання електричного поля d E_{φ} , які, згідно з принципом Гюйгенса-Френеля, можна виразити у вигляді:

$$dE_{\omega} = a\cos(\omega t - \phi)ds$$
.

Якщо початкову фазу коливань від лівого точки x=0 прийняти за нуль, то $\phi = (2\pi/\lambda)x\sin\varphi$. Крім того, площа ділянки прямо пропорційна її ширині $\mathrm{d} s \sim \mathrm{d} x$, отже в (1) можна записати $a\,\mathrm{d} s = A\,\mathrm{d} x$. Відтак

$$dE_{\varphi} = A\cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x\sin\varphi\right)dx,$$

де A — амплітудний множник, який залежить від амплітуди падаючої хвилі та параметрів щілини. Оскільки ширина щілини набагато менша за відстань до екрана, амплітуди вторинних хвиль є практично однаковими, отже можна прийняти A = const. У такому разі світлові коливання, що створюються всією щілиною, за принципом суперпозиції визначаються, як

$$E_{\varphi} = \int dE_{\varphi} = A \int_{0}^{b} \cos \left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x \sin \varphi \right) dx.$$

Ураховуючи, що інтенсивність світла $I \sim \langle E^2 \rangle$, після інтегрування та усереднення по часу величини E_{φ}^2 отримаємо наступну формулу для інтенсивності на екрані при фраунгоферовій дифракції на щілині:

$$I_{\varphi} = I_0 \frac{\sin^2(\pi b \sin \varphi/\lambda)}{(\pi b \sin \varphi/\lambda)^2}.$$
 (1)

Тут φ – кут дифракції, I_0 – константа, що має розмірність інтенсивності й залежить від ширини щілини та падаючого на неї світлового потоку.

Для зручності обробки результатів вимірювань у формулі (1) доцільно ввести позначення

$$\alpha = \frac{\pi b \sin \varphi}{\lambda} \tag{1a}$$

і записати її у вигляді:

$$I_{\varphi} = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha}\right)^2 \tag{16}$$

Аналіз формули (1) показує, що дифракційна картина на екрані складається із центрального максимуму $I_{\max} = I_0$ при $\varphi = 0$ та низки симетрично розміщених мінімумів і побічних максимумів, як показано на графіку залежності I від $\sin \varphi$, рис. 2. Якщо $\sin (\pi b \sin \varphi/\lambda) = 0$, при $\varphi \neq 0$, то I = 0.

Звідси випливає умова дифракційних мінімумів для щілини:

$$\frac{\pi b \sin \varphi}{\lambda} = \pm m\pi \quad \Rightarrow \quad b \sin \varphi = m\lambda, \quad m = 1, 2, \dots$$
 (2)

Число т називається порядком мінімуму. Між мінімумами розташовуються




Рис. 2

побічні максимуми. видно з (1), їхнє точне положення не визначаєтьпростою формулою. Але, оскільки дифракція реально спостерігається лише при невеликих кутах φ , можна вважати, що побічні максимуми розпосередині міщуються між сусідніми мінімумами, і прийняти для них та ку наближену умову:

$$b\sin\varphi \approx \pm (m+\frac{1}{2})\lambda$$
, $m=1,2,...$

Відповідно до цієї умови, з дифракційної формули (1) для інтенсивності побічних максимумів виходить:

$$I'_{\text{max}} = I_0 / \left(m + \frac{1}{2}\right)^2 \pi^2$$
, afo $I_0: I'_{\text{max}} = 1: \left(m + (1/2)\right)^2 \pi^2$

Звідси випливає таке співвідношення інтенсивностей центрального та перших побічних максимумів:

$$I_0: I_1: I_2: I_3: \dots = 1: \frac{1}{22}: \frac{1}{62}: \frac{1}{125}: \dots$$


Отже, побічні максимуми ϵ слабкими: навіть найсильніший з них за інтенсивністю склада ϵ лише 4,5% від центрального. Тому при малих інтенсивностях опромінюючого світла можна побачити тільки близькі до центрального побічні максимуми.

Повна кількість мінімумів і побічних максимумів визначається шириною щілини та довжиною світлової хвилі. Оскільки $|\sin \varphi| \le 1$, то при $(b/\lambda) >> 1$ з умови (2) для кількості мінімумів N маємо:

$$b \le m\lambda \quad \Rightarrow \quad N = m_{\text{max}} \approx \frac{b}{\lambda}.$$
 (3)

Повна кількість побічних максимумів дорівнює N-1. Отже, при збільшенні ширини щілини кількість дифракційних смуг збільшується, відстань між ни-

ми зменшується, а самі смуги вужчають. При цьому помітні смуги спостерігаються тільки при малих кутах дифракції, і кутова ширина дифракційної смуги $\delta \varphi$ (кут між напрямками на два сусідні мінімуми) легко визначається. Позначивши кути дифракції для мінімумів порядку m і m+1, відповідно, як φ і $\varphi+\delta \varphi$ (рис. 3), і врахувавши, що при малих кутах $\sin \varphi=\varphi$, з умови (2) знаходимо:



$$\begin{cases} b\varphi = m\lambda \\ b(\varphi + \delta\varphi) = (m+1)\lambda \end{cases} \Rightarrow \delta\varphi = \frac{\lambda}{b}.$$

Лінійна відстань δx між мінімумами на екрані E

$$\delta x \approx L \delta \varphi = \frac{\lambda L}{b} \,.$$

Аби дифракційні смуги можна було спостерігати візуально, величина δx повинна бути не меншою, ніж роздільна

здатність ока δx_0 , тобто найменша відстань між двома лініями, що візуально сприймаються як окремі. Тому неозброєним оком дифракційну картину можна спостерігати тільки коли ширина щілини не перевищує значення

$$b_{\text{max}} = \frac{\lambda L}{\delta x_0}.$$
 (4)

При більшій ширині щілини смуги перестають розрізнятися й утворюють по обидва боки від центрального максимуму слабко освітлені суцільні «крила». Можливість візуального спостереження дифракційної картини обмежується і в області малих ширин щілини. Справді, з (3) випливає, що при зменшенні ширини щілини кількість дифракційних смуг зменшується, а самі вони розширюються, і при $b = \lambda$ маємо N = 1. В такому разі весь екран незалежно від розміру одноосібно займається центральним максимумом, і говорити про дифракційну картину втрачає сенс. Із указаних причин дифракція реально спостерігається, коли ширина щілини складає приблизно $(10 \div 10^3)\lambda$.

Експеримент

Експериментальна установка складається із змонтованих на оптичній рейці монохроматичного джерела світла $\mathcal{Д}$ ж, розсувної вертикальної оптичної щілини \mathcal{U} та екрана E, як схематично показано на рис. 4. Пучок променів від джерела проходить крізь щілину й потрапляє на екран, утворюючи на ньому дифракційну картину у вигляді низки світлих і темних смуг — дифракційних максимумів і мінімумів. На осі системи в т.О утворюється яскравий

центральний максимум, а обабіч — симетрично розмі-щені темні мінімуми та менш яскраві побічні максимуми. Для забезпечення умов спостереження дифракції Фраунгофера як джерела використовуються лазери, що випромінюють практично нерозбіжні (паралельні) світлові пучки з високим ступенем монохроматичності. Крім того екран розміщується на достатньо великій від-

стані L від екрана, і виміри здійснюються в невеликій області на відстанях x << L від центра екрана. В такому разі промені, що приходять в якусь точку екрана, є практично паралельними. За вказаних умов кути дифракції $\varphi << 1$, і можна покласти $\sin \varphi \approx \operatorname{tg} \varphi = (x/L)$.




Рис. 4.

Тоді умову (2) можна записати, як:

$$b\frac{x}{L} = \pm m\lambda \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{bx}{mL} \tag{5}$$

В роботі використано три лазери, що генерують у синій, зеленій та червоній областях спектра. Дифракційну картину можна спостерігати візуально на екрані з горизонтальною лінійкою, за допомогою якої можна вимірювати відстані x у виразах (5). В установці передбачено можливість заміни екрана на фотоприймач — фотодіод із вузьким вхідним віконцем, який підключений через підсилювач до вольтметра й може переміщуватись у горизонтальному напрямку в площині екрана. При однорідному освітленні віконця напруга на фотодіоді є прямо пропорційною інтенсивності світла, що падає на нього: $U \sim I$. Це дозволяє визначати відносну інтенсивність світла в різних точках дифракційної картини за показами вольтметра.

Порядок виконання роботи

Дослідження умов спостереження дифракції

- 1. Згідно з інструкцією на робочому місці ввімкнути червоний лазер і візуально спостерігати дифракційну картину на екрані.
- **2.** Повністю закрити щілину, встановивши лімб мікрометричного гвинта на декілька поділок лівіше від «0». Потім повільно відкривати щілину, доки не з'являться ознаки освітленості в центрі екрана. Встановити, яка кількість поділок на лімбі n_0 відповідає ширині щілини b=0. Занести величину n_0 до протоколу й надалі враховувати при встановленні ширини щілини.
- **3.** Збільшуючи ширину щілини b, спостерігати звужування дифракційних смуг на екрані та визначити величину b_{\max} , при якій перестають розрізнятися окремі смуги; занести величину b_{\max} до протоколу.

Визначення довжини хвилі випромінювання лазера

- **4.** Увімкнути червоний лазер і встановити ширину щілини b_1 , при якій відстань від центра екрана до третього побічного максимуму (m=3) складе приблизно 10 см. Занести величину b_1 до табл. 1. По шкалі на екрані виміряти координати x_m і x_{-m} перших трьох мінімумів (m=1,2,3) праворуч і ліворуч від центра екрана, відповідно, та занести отримані значення до табл. 1. <u>Примітка</u>. Для точок ліворуч від центра значення x_i заносити до таблиці і в розрахунках брати із знаком «—».
- **5.** Увімкнути зелений лазер і повторити виміри п. 4 при тій самій щілині b_1 . По тому повторити виміри п. 4 із синім лазером. Усі дані занести до табл. 1.

Виставити ширину щілини $b_2 = 0.5b_1$ і виконати вимірювання п. 4 і п. 5. Усі дані занести до табл. 1.

Табл. 1

Відстань від щілини до екрана $L =,$ мм; $b_{\text{max}} =,$ мм											
_	1	omax,	WIWI								
Лазер	Щілина,					x/L	λ_m , HM	$\langle \lambda \rangle$, HM			
	<i>b</i> , мм	смуги т	\mathcal{X}_{m}	\mathcal{X}_{-m}	X	11/2	m, m	\'', ''''			
Черво ний	$b_1 =$	1									
		2									
		3									
	b ₂ =	1									
		2									
		3									
Зеле- ний	b ₁ =	1									
		2									
		3									
	b ₂ =	1									
		2									
		3						1			
Синій	$b_1 =$	1									
		2									
		3									
	b ₂ =	1									
		2									
		3									

Аналіз форми центрального максимуму (Додаткове завдання)

- 7. Згідно з інструкцією на робочому місці замість екрана встановити фотоприймач, який може переміщатися по горизонталі в поперечному до осі системи напрямку. Визначити по лінійці на оптичній рейці і занести до протоколу відстань L від щілини до фотоприймача.
- **8.** Увімкнути червоний лазер; занести до протоколу його довжину хвилі $\lambda = 0,633$ мкм. Підібрати ширину щілини b так, аби ширина центрального максимуму була приблизно 10 см. Визначити величину b по лімбу мікрометричного гвинта й занести до протоколу.

9. Переміщуючи фотоприймач, знайти його положення x_0 , в якому покази індикатора (вольтметра) U_0 є максимальними. Величину U_0 (у поділках шкали) занести до протоколу. За лінійкою визначити координату точки x_0 , що відповідає центру дифракційної картини, та занести її до протоколу.

<u>Примітка</u>. Виміри координати x_0 та координат x_i в п. 10 виконувати при переміщенні фотоприймача в одному й тому самому напрямку.

10. Зняти покази вольтметра U_i для 10 точок x_i в межах центрального максимуму (по п'ять з кожного боку); значення x_i і U_i занести до табл. 2.

Табл. 2

	$L =, \text{MM}; \qquad \lambda = 0,633 \text{MKM};$			$b =, MM; x_0 =, MM;$			$U_0 =,$ под.	
Точка	x_i , MM	$\left \left x_i - x_0 \right , \right $	$\sin \varphi_i$	α	$\sin \alpha$	U_i , под	$(I_i/I_0)_{e\kappa cn}$	$(I/I_0)_{meop}$
1								
2								
3								
4								
5								
6	(x_0)	0	0	0	0	(U_0)	1,0	1,0
7								
8								
9								
10								
11								

Обробка результатів

- **1.** За даними табл. 1:
- для кожного досліду обчислити та занести до табл. 1 величини $x = |x_m x_{-m}|/2$ та x/L;
- для кожного значення m і b обчислити за формулою (2) величину λ_m і занести її до табл. 1.
- за формулою $\langle \lambda \rangle = \frac{1}{6} \sum_{m} \lambda_{m}$ обчислити середнє значення довжини хвилі випромінювання кожного лазера й занести її до табл. 1.
- із формули (4) на основі визначеної в п. 3 величини $b_{\rm max}$ оцінити роздільну здатність ока $\delta x_0 = {\rm mm}$.
- **2.** За даними табл. 2:
- для кожної точки обчислити та занести до табл. 2 величини $x=\left|x_i-x_0\right|$ і $\sin \varphi = \frac{x}{\sqrt{x^2+L^2}};$
- для кожної точки обчислити та занести до табл. 2 величину α (за формулою (1a)) та $\sin \alpha$;

- в усіх точках x_i за показами вольтметра обчислити та занести до табл. 2 експериментальні значення відносної інтенсивності світла $(I_i/I_0)_{escn} = (U_i/U_0);$
- за формулою (1б) обчислити та занести до табл. 2 теоретичні значення $\left(I_{\scriptscriptstyle i}/I_{\scriptscriptstyle 0}\right)_{\scriptscriptstyle meop}$.
- **3.** На одному полі креслення побудувати графіки залежності величин $\left(I_{\varphi}/I_{0}\right)_{e\kappa cn}$ та $\left(I_{\varphi}/I_{0}\right)_{meop}$ від $\sin\varphi$. Графіки будувати на міліметровому папері (А5) і наводити різним кольором, або відмічати експериментальні та теоретичні точки різними позначками.
- **4.** Порівняти графіки та зробити висновок про відповідність експериментальної кривої дифракційній формулі, а при наявності відхилень про можливі їх причини.

Контрольні запитання

- 1. Що називається дифракцією світла? За яких умов її можна спостерігати?
- **2.** Сформулювати принцип Гюйгенса-Френеля; записати інтеграл Френеля та пояснити зміст величин, які входять до нього.
- 3. Чим відрізняється дифракція Фраунгофера від дифракції Френеля?
- **4.** Як в роботі забезпечується паралельність променів, які падають на щілину, та дифрагованих променів, які приходять у дану точку на екрані?
- **5.** Показати вид графіка залежності інтенсивності $I(\sin \varphi)$ при фраунгоферовій дифракції на щілині.
- **6.** Виходячи з формули (1), довести, що при $\varphi = 0$ (в центрі екрана) інтенсивність максимальна.
- **7.** Отримати з формули (1) умову мінімумів інтенсивності при дифракції Фраунгофера на щілині.
- **8.** Виходячи з формули (1), отримати наближений вираз для інтенсивності побічних максимумів інтенсивності при дифракції Фраунгофера на щілині.
- **9.** Як змінюється дифракційна картина при зміні розмірів щілини? Як залежить від ширини щілини кількість дифракційних мінімумів, що утворюються?
- 10. При якій ширині щілини можна спостерігати фраунгоферову дифракцію: а) теоретично? б) неозброєним оком?

Література

- **1.** Кучерук І. М., Горбачук І. Т., «Загальний курс фізики», т. 3, К: «Техніка», 1996 р., § 4.3.
- **2.** Иродов И. Е., «Волновые процессы», М: Лаборатория базовых знаний, 2002 г., §§ 5.4, 5.6.